



化学品安全技术说明书（SDS）编制报告

编号: DG2105566C

日期: 2021/06/02

样品名称	AltairCHO DPM		
申请单位	上海奥浦迈生物科技股份有限公司		
供应商	上海奥浦迈生物科技股份有限公司		
样品组分	氨基酸盐类: < 40.38%; 含铜无机化合物: < 0.01%; 含铁无机化合物: < 0.01%; 2-巯基乙醇: < 0.01%		
设计依据	联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS) 第八修订版		
化学品安全技术说明书(SDS)请参见本报告附件。			
编制	华雯	签发	王红

说明: 本报告有效期至联合国 GHS 第九修订版实施之前。





安全数据单

AltairCHO DPM

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

● 根据 GHS 第八修订版

第一部分 化学品及企业标识

> 产品标识

产品中文名称	AltairCHO DPM
产品英文名称	AltairCHO DPM
别名	-
CAS No.	不适用
EC No.	不适用
分子式	不适用

> 产品推荐和限制用途

产品的推荐用途	用于研究和细胞培养生产。
产品的限制用途	不能直接用于人或动物的诊断和治疗。

> 安全数据单提供者信息

申请单位名称	上海奥浦迈生物科技股份有限公司
申请单位地址	上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼
申请单位邮编	201321
申请单位联系电话	+86-21-20780255
申请单位传真号码	+86-21-68101069
申请单位电子邮箱	Tech-support@opmbiosciences.com
供应商名称	上海奥浦迈生物科技股份有限公司
供应商地址	上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼
供应商邮编	201321
供应商联系电话	+86-21-20780255
供应商传真号码	+86-21-68101069
供应商电子邮箱	Tech-support@opmbiosciences.com

> 企业应急电话

企业应急电话	+86-21-20780255
--------	-----------------

第二部分 危险标识

按照联合国 GHS（第八修订版）规定，该产品所属危险性类别及标签要素如下：

> GHS 危险性类别

皮肤腐蚀/刺激	类别 3
---------	------



皮肤敏化作用

类别 1

> GHS 标签要素

象形图



信号词

警告

> 危险性说明

H316

造成轻微皮肤刺激

H317

可能导致皮肤过敏反应

> 防范说明

预防措施

P261

避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。

P272

受污染的工作服不得带出工作场地。

P280

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具/戴听力保护装置。

事故响应

P321

专门治疗（见本标签上的相关措施）。

P302+P352

如皮肤沾染：用水充分清洗。

P332+P317

如发生皮肤刺激：请就医。

P333+P317

如发生皮肤刺激或皮疹：请就医。

P362+P364

脱掉污染的衣服，清洗后方可重新使用。

安全储存

不适用

废弃处置

P501

处置内装物/容器要按照地方/区域/国家/国际规章的要求。

第三部分 成分/组成信息

组分	含量（质量分数，%）	CAS No.	EC No.
氨基酸盐类	< 40.38	-	-
含铜无机化合物	< 0.01	7758-99-8	231-847-6
含铁无机化合物	< 0.01	7782-63-0	231-753-5
2-巯基乙醇	< 0.01	60-24-2	200-464-6

第四部分 急救措施

> 急救措施描述

一般性建议

急救措施通常是需要的，请将本 SDS 出示给到达现场的医生。

眼睛接触

用大量水彻底冲洗至少 15 分钟。如有不适，就医。

皮肤接触

立即脱去污染的衣服。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。

食入

禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。

吸入

立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通。如果呼吸困难，给予吸氧。如患者食入或吸入本物质，不得进行口对口人工呼吸。如果呼吸停止。立即进行心肺复苏术。立即就医。

急救人员的防护

确保医护人员了解产品的危害特性，并采取自身防护措施，以保护自己和防止污染传播。



> 最重要的症状和影响，急性的和滞后的

- 1 有限的证据表明反复或长期职业接触可能会产生涉及器官或生化系统累积性的健康影响。

> 紧急医疗处理和特殊处理的说明

- 1 根据出现的症状进行针对性处理。
- 2 注意症状可能会出现延迟。

第五部分 消防措施

> 灭火介质

合适的灭火介质 干粉、二氧化碳、水喷雾或耐醇泡沫。

不合适的灭火介质 避免用太强烈的水汽灭火，因为它可能会使火苗蔓延分散。

> 源于此物质或混合物的特别危害

- 1 加热时，容器可能爆炸。
- 2 暴露于火中的容器可能会通过压力安全阀泄漏出内容物。
- 3 受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解。

> 对消防人员的建议

- 1 灭火时，应佩戴呼吸面具（符合 MSHA/NIOSH 要求的或相当的）并穿上全身防护服。
- 2 在安全距离处、有充足防护的情况下灭火。
- 3 防止消防水污染地表和地下水系统。

第六部分 泄漏应急处理

> 作业人员防护措施，防护设备和紧急处理程序

- 1 保证充分的通风。清除所有点火源。
- 2 迅速将人员撤离到安全区域，远离泄漏区域并处于上风方向。
- 3 使用个人防护装备。避免吸入蒸气、烟雾、气体或风尘。

> 环境保护措施

- 1 在确保安全的情况下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
- 2 避免排放到周围环境中。

> 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

- 1 少量泄漏时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。
- 2 附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据当地相关法律法规废弃处置。
- 3 清除所有点火源，并采用防火花工具和防暴设备。

第七部分 操作与储存

> 操作注意事项

- 1 在通风良好处进行操作。
- 2 穿戴合适的个人防护用具。



- 3 避免接触皮肤和进入眼睛。
- 4 远离热源、火花、明火和热表面。
- 5 采取措施防止静电积累。

> 储存注意事项

- 1 保持容器密闭。
- 2 储存在干燥、阴凉和通风处。
- 3 远离热源、火花、明火和热表面。
- 4 存储于远离不相容材料和食品容器的地方。

第八部分 接触控制/个人防护

> 控制参数

职业接触限值

无资料

生物限值

无资料

监测方法

- 1 EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。
- 2 GBZ/T 160 工作场所空气有毒物质测定 (系列有效标准) 以及 GBZ/T 300 工作场所空气有毒物质测定 (系列标准)。

> 工程控制

- 1 保持充分的通风, 特别在封闭区内。
- 2 确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。
- 3 使用防爆电器、通风、照明等设备。
- 4 设置应急撤离通道和必要的泄险区。

> 个人防护装备

眼睛防护

佩戴化学护目镜 (符合欧盟 EN 166 或美国 NIOSH 标准)。

手部防护

戴化学防护手套 (例如丁基橡胶手套)。建议选择经过欧盟 EN 374、美国 US F739 或 AS/NZS 2161.1 标准测试的防护手套。

呼吸系统防护

如果蒸气浓度超过职业接触限值或发生刺激等症状时, 请使用全面罩式多功能防毒面具 (US) 或 AXBEK 型 (EN 14387) 防毒面具筒。

皮肤和身体防护

穿阻燃防静电防护服和抗静电的防护靴。

第九部分 物化特性

外观与性状: 淡黄色粉末

气味阈值: 无资料

熔点/凝固点(°C): 无资料

闪点(°C)(闭杯): 不适用

易燃性 (固体或气体): 无资料

蒸汽压力(KPa): 不适用

相对密度(水=1): 无资料

正辛醇/水分配系数: 无资料

分解温度(°C): 无资料

气味: 无资料

pH 值: 6~7

初始沸点和沸腾范围(°C): 无资料

蒸发速率: 不适用

爆炸上限 /下限[% (v/v)]: 上限: 无资料; 下限: 无资料

相对蒸气密度(空气=1): 不适用

可溶性: 无资料

自燃温度(°C): 无资料

运动粘度(mm²/s): 不适用

颗粒特征：无资料



第十部分 稳定性和反应性

反应性	与不相容物质接触可发生分解或其它化学反应。
化学稳定性	在正确的使用 and 存储条件下是稳定的。
危险反应的可能性	无资料
应避免的条件	不相容物质，热、火焰和火花。
不相容材料	无资料
危险的分解产物	在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。

第十一部分 毒理学信息

> 急性毒性

组分	CAS No.	LD ₅₀ (经口)	LD ₅₀ (经皮)	LC ₅₀ (吸入，4h)
含铜无机化合物	7758-99-8	300mg/kg(大鼠)	> 2000mg/kg(大鼠)	无资料
含铁无机化合物	7782-63-0	1520mg/kg(小鼠)	无资料	无资料
2-巯基乙醇	60-24-2	244mg/kg(大鼠)	无资料	无资料

> 皮肤腐蚀/刺激

造成轻微皮肤刺激(类别 3)

> 严重眼损伤/刺激

无资料

> 皮肤致敏

可能导致皮肤过敏反应(类别 1)

> 呼吸致敏

无资料

> 生殖细胞致突变性

无资料

> 致癌性

ID	CAS No.	组分	IARC	NTP
1	-	氨基酸盐类	未列入	未列入
2	7758-99-8	含铜无机化合物	未列入	未列入
3	7782-63-0	含铁无机化合物	未列入	未列入
4	60-24-2	2-巯基乙醇	未列入	未列入

> 生殖毒性

无资料

> 生殖毒性附加危害

无资料

> 特异性靶器官系统毒性-单次接触

造成轻微皮肤刺激(类别 3)

> 特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料

> 吸入危害

无资料



第十二部分 生态学信息

> 急性水生毒性

组分	CAS No.	鱼类	甲壳纲动物	藻类/水生植物
含铜无机化合物	7758-99-8	LC ₅₀ : 0.31mg/L (96h)(鱼)	EC ₅₀ : 0.06mg/L (48h)	ErC ₅₀ : 0.05mg/L (96h)
含铁无机化合物	7782-63-0	LC ₅₀ : >100mg/L (96h)(鱼)	EC ₅₀ : 91mg/L (48h)	ErC ₅₀ : 92mg/L (72h)
2-巯基乙醇	60-24-2	LC ₅₀ : 29mg/L (96h)(鱼)	EC ₅₀ : 0.12mg/L (48h)	ErC ₅₀ : 0.17mg/L (72h)

> 慢性水生毒性

组分	CAS No.	鱼类	甲壳纲动物	藻类/水生植物
含铁无机化合物	7782-63-0	无资料	NOEC : 10mg/L	NOEC : 51mg/L
2-巯基乙醇	60-24-2	无资料	无资料	NOEC : 0.058mg/L

> 其他信息

持久性和降解性

无资料

生物富集或生物积累性

无资料

土壤中的迁移性

无资料

PBT 和 vPvB 的结果评价

含铜无机化合物不符合欧盟 (EC) No 1907/2006 法规附件 XIII 中 PBT 和 vPvB 的分类标准。
含铁无机化合物不符合欧盟 (EC) No 1907/2006 法规附件 XIII 中 PBT 和 vPvB 的分类标准。
2-巯基乙醇不符合欧盟 (EC) No 1907/2006 法规附件 XIII 中 PBT 和 vPvB 的分类标准。

第十三部分 废弃处置

废弃化学品
污染包装物

处置之前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

包装物清空后仍可能存在残留物危害，应远离热和火源，如有可能返还给供应商循环使用。

废弃注意事项

请参阅废弃化学品和污染包装物部分。



第十四部分 运输信息

运输标签	不适用
联合国危险货物编号 (UN No.)	-
联合国正确运输名称	不被管制为危险品运输
运输主要危险类别	无
运输次要危险类别	无
包装类别	-

第十五部分 法规信息

> 国际化学品名录

组分	EINECS	TSCA	DSL	IECSC	NZIoC	PICCS	KECI	AICS	ENCS
氨基酸盐类	×	×	×	×	×	×	×	×	×
含铜无机化合物	×	×	×	√	√	√	√	√	×
含铁无机化合物	×	×	×	√	√	√	√	√	×
2-巯基乙醇	√	√	√	√	√	√	√	√	√

【EINECS】 欧洲现有化学物质名录

【TSCA】 美国 TSCA 化学物质名录

【DSL】 加拿大国内化学物质名录

【IECSC】 中国现有化学物质名录

【NZIoC】 新西兰现有暂用的化学物质名录

【PICCS】 菲律宾化学品和化学物质名录

【KECI】 韩国现有化学物质名录

【AICS】 澳大利亚现有化学品物质名录

【ENCS】 日本现有和新化学物质名录

注

“√” 表示该物质列入法规

“×” 表示暂无资料或未列入法规

第十六部分 其他信息

编制日期	2021/06/02
修订日期	2021/06/02
修订原因	-

> 免责声明

本安全数据单格式符合联合国 GHS 制度第八修订版要求，数据来源于国际权威数据库和企业提交的数据，其它的信息是基于公司目前所掌握的知识。我们尽量保证其中所有信息的正确性，但由于信息来源的多样性以及本公司所掌握知识的局限性，本文件仅供使用者参考。安全数据单的使用者应根据使用目的，对相关信息的合理性做出判断。我们对该产品操作、存储、使用或处置等环节产生的任何损害，不承担任何责任。



报告书使用约定



1. 本中心依据委托人（托运人或其代理人）提供的化学品信息，出具此报告书。
2. 依据出具报告的需要，本中心要求委托人提供真实、完整的样品及资料。
3. 申请单位提供的信息是正确制定本安全说明书的基础，本中心不承担因申请单位提供错误信息导致的任何后果。
4. 除非特别说明，本报告中数据仅对检测样品负责。
5. 本报告经授权签字人签字并加盖本中心印章后生效。
6. 本中心保证本报告的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
7. 未经本中心书面批准，不得部分复制本报告书。
8. 私自转让、盗用、冒用、涂改、或以任何媒体形式篡改的报告书无效。
9. 报告的真伪性查询可扫描报告上二维码。

